

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CATETER SEM FIO GUIA

803 297 290 06

Sumário

INFORMAÇÕES.....	3
FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	3
MANUAL DE INSTRUÇÕES	3
COMPOSIÇÃO	3
INDICAÇÃO DE USO.....	3
DESEMBALAGEM	4
ORIENTAÇÃO PARA USO CORRETO E SEGURO	4
INSTRUÇÕES DE USO – MÉTODOS DE APLICAÇÃO DO PRODUTO.....	4
MODELOS DE CATETER DUPLO J SEM FIO GUIA.....	5
ATENDIMENTO AO CLIENTE	114

Nota: Guarde o Manual de Instruções em lugar seguro e de fácil acesso.

INFORMAÇÕES

NOME COMERCIAL: CATETER SEM FIO GUIA

NOME TÉCNICO: CATETER DUPLO J SEM FIO GUIA

MARCA: RUSSEER

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Devem ser transportados e armazenados em local limpo, seco, a temperatura ambiente. O transporte deve ser feito de modo adequado, para evitar queda e danos em sua embalagem original.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os Cateteres Duplo J sem Fio Guia Russer são fornecidos estéreis e apirogênicos, os cateteres são embalados individualmente em envelopes, constituídos de papel grau cirúrgico ou tyvek®, posteriormente são dispostos em embalagem secundária em caixa de papelão, de forma e tamanho adequado, a fim de conferir maior segurança durante o transporte e armazenamento até o momento do uso, contendo:

- 01 Cateter Duplo J sem Fio Guia - Russer;
- 01 Empurrador;
- 01 Manual de Instruções impresso ou para consulta através do caminho eletrônico site: www.russer.com.br/manuais de acordo com a instrução normativa IN nº4 de 15 de junho de 2012, podendo ser solicitada a via impressa sem custo através do nosso SAC.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual de instruções destina-se a orientar o profissional médico a utilizar, e conhecer sobre os Cateteres Duplo J sem Fio Guia Russer. Todas as características técnicas e de funcionamento dos Cateteres Russer estão descritos de forma de fácil compreensão e entendimento.

Recomendamos que leia com atenção este manual de instruções e que guarde em local de fácil acesso para consulta. Para garantir uma operação segura do equipamento e total entendimento do manual, o leitor deve ter conhecimento prático em procedimentos cirúrgicos.

COMPOSIÇÃO

O Cateter Duplo J sem Fio Guia Russer é composto em poliuretano, radiopaco para melhor visualização. O Empurrador é composto por poliamida e possui 40cm de comprimento.

INDICAÇÃO DE USO

O Cateter Duplo J sem Fio Guia Russer é indicado em:

- Proteção profilática na gravidez;
- Pós-Operatório, entre outros, após uma operação de cálculo renal, pieloplastia e ureterotomia;
- Pré-Operatório na litotripsia por onda de choque, para pedras superiores a 25 mm;

- Estenose do ureter causado por, entre outros, um linfoma maligno, metástases retroperitoneais, doenças malignas do estômago, bexiga e próstata e doenças infecciosas.

DESEMBALAGEM

Retirar cuidadosamente o Cateter duplo J sem Fio Guia - Russer da embalagem de transporte, não retirar abruptamente para não causar danos.

ORIENTAÇÃO PARA USO CORRETO E SEGURO

O Cateter Duplo J sem Fio Guia - Russer deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados e qualificados para o procedimento. Durante os procedimentos cirúrgicos deve evitar esforços excessivos, que podem acarretar ruptura do dispositivo. Antes de utilizar o dispositivo verificar se a embalagem não está danificada ou aberta, caso ocorra, descarte imediatamente o produto.

INSTRUÇÕES DE USO – MÉTODOS DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Observação: Inspeção cuidadosamente o cateter para verificar se existem dobras, torções ou outros danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Não utilize um produto não conforme.

Colocação do Cateter sem Fio Guia – Russer

- Introduzir o fio guia com a ponta flexível pelo cistoscópio, passar pela obstrução até chegar à pelve renal -Figura 1;
- Com o fio guia posicionado, sob controle radioscópico, introduzir o Cateter Duplo J com o auxílio do empurrador, até a pelve renal - Figura 2;
- Quando a ponta do cateter distal alcançar a pelve renal, pare de introduzi-lo. O fio guia deve ser removido, enquanto o empurrador manter o Cateter Duplo J na sua posição. O cateter vai se formar espontaneamente a sua forma original (Ponta J) – Figura 3;
- Remover cuidadosamente o empurrador do cistoscópio;



Fig.1




Fig.2



Fig.3

MODELOS DE CATETER DUPLO J SEM FIO GUIA

Códigos	Descrição
EN-390208	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 8cm, ponta fechada.
EC-360108	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360110	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360112	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360114	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360115	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360116	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360118	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360120	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360122	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360124	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360126	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360128	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360130	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360208	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360210	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360212	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360214	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360215	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360216	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-390114	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390115	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-390116	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390118	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390120	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390122	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390124	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390126	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390128	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390130	Cateter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390208	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390210	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390212	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390214	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390215	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390216	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390218	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390220	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390222	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390224	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390226	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390228	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390230	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390308	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390310	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-390312	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390314	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390315	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390316	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390318	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390320	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390321-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390322	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390322-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390324	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390324-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390326	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390328	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390330	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39038-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 8-12cm, com fio paracolocação e retirada, ponta fechada.
EC-39038-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 8-20cm, com fio paracolocação e retirada, ponta fechada.
EC-390408	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390410	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390412	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390414	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390415	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390416	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390418	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-390420	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390422	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390424	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390426	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390428	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390430	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390508	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390510	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390512	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390514	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390515	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EGB-360813S	Cateter Biliar,8Fr, 13cm.
EGB-360813T	Cateter Biliar,8Fr, 13cm.
EGB-360814A	Cateter Biliar,08Fr, 14cm
EGB-360814DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 14cm.
EGB-360814S	Cateter Biliar,8Fr, 14cm.
EGB-360814T	Cateter Biliar,8Fr, 14cm.
EGB-360815A	Cateter Biliar,08Fr, 15cm
EGB-360815DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 15cm.
EGB-360815S	Cateter Biliar,8Fr, 15cm.
EGB-360815T	Cateter Biliar,8Fr, 15cm.
EGB-360816A	Cateter Biliar,08Fr, 16cm
EGB-360816DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 16cm.

EGB-360816S	Cateter Biliar,8Fr, 16cm.
EGB-360816T	Cateter Biliar,8Fr, 16cm.
EGB-360817A	Cateter Biliar,08Fr, 17cm
EGB-360817S	Cateter Biliar,8Fr, 17cm.
EGB-360818A	Cateter Biliar,08Fr, 18cm
EGB-360818DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 18cm.
EGB-360818S	Cateter Biliar,8Fr, 18cm.
EGB-360818T	Cateter Biliar,8Fr, 18cm.
EGB-360819A	Cateter Biliar,08Fr, 19cm
EGB-360819DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 19cm.
EGB-360819S	Cateter Biliar,8Fr, 19cm.
EGB-360820A	Cateter Biliar,08Fr, 20cm
EGB-360820DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 20cm.
EGB-360820S	Cateter Biliar,8Fr, 20cm.
EGB-360820T	Cateter Biliar,8Fr, 20cm.
EGB-360822A	Cateter Biliar,08Fr, 22cm
EGB-360822DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 22cm.
EGB-360822S	Cateter Biliar,8Fr, 22cm.
EGB-360822T	Cateter Biliar,8Fr, 22cm.
EGB-360824A	Cateter Biliar,08Fr, 24cm
EGB-360824DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 24cm.
EGB-360824S	Cateter Biliar,8Fr, 24cm.
EGB-360824T	Cateter Biliar,8Fr, 24cm.

EGB-360826A	Cateter Biliar,08Fr, 26cm
EGB-360826DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 26cm.
EGB-360826S	Cateter Biliar,8Fr, 26cm.
EGB-360826T	Cateter Biliar,8Fr, 26cm.
EGB-360828A	Cateter Biliar,08Fr, 28cm
EGB-360828DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 28cm.
EGB-360828S	Cateter Biliar,8Fr, 28cm.
EGB-360828T	Cateter Biliar,8Fr, 28cm.
EGB-360830A	Cateter Biliar,08Fr, 30cm
EGB-360830DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 30cm.
EGB-360830S	Cateter Biliar,8Fr, 30cm.
EGB-360830T	Cateter Biliar,8Fr, 30cm.
EGB-3608501A	Cateter Biliar,8,5Fr, 1cm
EGB-3608502A	Cateter Biliar,8,5Fr, 2cm
EGB-3608503A	Cateter Biliar,8,5Fr, 3cm
EGB-3608504A	Cateter Biliar,8,5Fr, 4cm
EGB-3608505A	Cateter Biliar,8,5Fr, 5cm
EGB-3608506A	Cateter Biliar,8,5Fr, 6cm
EGB-3608507A	Cateter Biliar,8,5Fr, 7cm
EGB-3608508A	Cateter Biliar 8,5Fr, 8cm
EGB-3608509A	Cateter Biliar,8,5Fr, 9cm
EGB-3608510A	Cateter Biliar,8,5Fr, 10cm
EGB-3608511A	Cateter Biliar,8,5Fr, 11cm

EGP-360426C	Cateter Pancreatico,4Fr, 26cm
EGP-360426P	Cateter Pancreatico,4Fr, 26cm
EGP-360428C	Cateter Pancreatico,4Fr, 28cm
EGP-360428P	Cateter Pancreatico,4Fr, 28cm
EGP-360430C	Cateter Pancreatico,4Fr, 30cm
EGP-360430P	Cateter Pancreatico,4Fr, 30cm
EGP-360471C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 1cm
EGP-360471P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 1cm
EGP-3604710C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 10cm
EGP-3604710P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 10cm
EGP-3604711C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 11cm
EGP-3604711P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 11cm
EGP-3604712C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 12cm
EGP-3604712P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 12cm
EGP-3604713C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 13cm
EGP-3604713P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 13cm
EGP-3604714C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 14cm
EGP-3604714P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 14cm
EGP-3604715C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 15cm
EGP-3604715P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 15cm
EGP-3604716C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 16cm
EGP-3604716P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 16cm
EGP-3604717C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 17cm

EGP-3604717P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 17cm
EGP-3604718C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 18cm
EGP-3604718P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 18cm
EGP-3604719C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 19cm
EGP-3604719P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 19cm
EGP-360472C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 2cm
EGP-360472P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 2cm
EGP-3604720C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 20cm
EGP-3604720P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 20cm
EGP-3604722C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 22cm
EGP-3604722P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 22cm
EGP-3604724C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 24cm
EGP-3604724P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 24cm
EGP-3604726C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 26cm
EGP-3604726P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 26cm
EGP-3604728C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 28cm
EGP-3604728P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 28cm
EGP-360473C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 3cm
EGP-360473P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 3cm
EGP-3604730C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 30cm
EGP-3604730P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 30cm
EGP-360474C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 4cm
EGP-360474P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 4cm

EGP-360475C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 5cm
EGP-360475P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 5cm
EGP-360476C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 6cm
EGP-360476P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 6cm
EGP-360477C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 7cm
EGP-360477P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 7cm
EGP-360478C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 8cm
EGP-360478P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 8cm
EGP-360479C	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 9cm
EGP-360479P	Cateter Pancreatico,4.7Fr, 9cm
EGP-360501C	Cateter Pancreatico,5Fr, 1cm
EGP-360501P	Cateter Pancreatico,5Fr, 1cm
EL-471028	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 28cm, ponta aberta.
EL-471030	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 30cm, ponta aberta.
EL-471108	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 08cm, ponta aberta.
EL-471110	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 10cm, ponta aberta.
EL-471112	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 12cm, ponta aberta.
EL-471114	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 14cm, ponta aberta.
EL-471116	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 16cm, ponta aberta.
EL-471118	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 18cm, ponta aberta.
EL-471120	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 20cm, ponta aberta.
EL-471122	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 22cm, ponta aberta.
EL-471124	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 24cm, ponta aberta.

EL-471126	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 26cm, ponta aberta.
EL-471128	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 28cm, ponta aberta.
EL-471130	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 30cm, ponta aberta.
EL-4711508	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 08cm, ponta aberta.
EL-4711510	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 10cm, ponta aberta.
EL-4711512	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 12cm, ponta aberta.
EL-4711514	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 14cm, ponta aberta.
EL-4711516	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 16cm, ponta aberta.
EL-4711518	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 18cm, ponta aberta.
EL-4711520	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 20cm, ponta aberta.
EL-4711522	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 22cm, ponta aberta.
EL-4711524	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 24cm, ponta aberta.
EL-4711526	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 26cm, ponta aberta.
EL-4711528	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 28cm, ponta aberta.
EL-4711530	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 30cm, ponta aberta.
EL-474708	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 08cm, ponta aberta.
EL-474710	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 10cm, ponta aberta.
EL-474712	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 12cm, ponta aberta.
EL-474714	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 14cm, ponta aberta.
EL-474716	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 16cm, ponta aberta.
EL-474718	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 18cm, ponta aberta.
EL-474720	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 20cm, ponta aberta.
EL-474722	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 22cm, ponta aberta.

EL-474724	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 24cm, ponta aberta.
EL-474726	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 26cm, ponta aberta.
EL-474728	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 28cm, ponta aberta.
EL-474730	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 30cm, ponta aberta.
EL-490108-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490110-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490112-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490114-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490116-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490118-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490120-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490122-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490124-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490126-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490128-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490130-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 1Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490208-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490210-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490212-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490214-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490216-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490218-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490220-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 20cm, ponta fechada.

EL-490222-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490224-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3671416	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,16cm, ponta aberta.
EP-3671418	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,18cm, ponta aberta.
EP-3671420	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,20cm, ponta aberta.
EP-3671422	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,22cm, ponta aberta.
EP-3671424	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,24cm, ponta aberta.
EP-3671426	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,26cm, ponta aberta.
EP-3671428	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,28cm, ponta aberta.
EP-3671430	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr,30cm, ponta aberta.
EP-3681208	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 8cm, ponta aberta.
EP-3681210	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 10cm, ponta aberta.
EP-3681212	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 12cm, ponta aberta.
EP-3681214	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 14cm, ponta aberta.
EP-3681216	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 16cm, ponta aberta.
EP-3681218	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 18cm, ponta aberta.
EP-3681220	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 20cm, ponta aberta.
EP-3681222	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 22cm, ponta aberta.
EP-3681224	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 24cm, ponta aberta.
EP-3681226	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 26cm, ponta aberta.
EP-3681228	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 28cm, ponta aberta.
EP-3681230	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 30cm, ponta aberta.
EP-3681408	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 8cm, ponta aberta.

EP-3681410	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,10cm, ponta aberta.
EP-3681412	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,12cm, ponta aberta.
EP-3681414	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,14cm, ponta aberta.
EP-3681416	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,16cm, ponta aberta.
EP-3681418	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,18cm, ponta aberta.
EP-3681420	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,20cm, ponta aberta.
EP-3681422	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,22cm, ponta aberta.
EP-3681424	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,24cm, ponta aberta.
EP-3681426	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,26cm, ponta aberta.
EP-3681428	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,28cm, ponta aberta.
EP-3681430	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr,30cm, ponta aberta.
EP-3691208	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 8cm, ponta aberta.
EP-3691210	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 10cm, ponta aberta.
EP-3691212	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 12cm, ponta aberta.
EP-3691214	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 14cm, ponta aberta.
EP-3691216	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 16cm, ponta aberta.
EP-3691218	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 18cm, ponta aberta.
EP-3691220	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 20cm, ponta aberta.
EP-3691222	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 22cm, ponta aberta.
EP-3691224	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 24cm, ponta aberta.
EP-3691226	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 26cm, ponta aberta.
EP-3691228	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 28cm, ponta aberta.
EP-3691230	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 30cm, ponta aberta.

EP-3691408	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 8cm, ponta aberta.
EP-3691410	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,10cm, ponta aberta.
EP-3691412	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,12cm, ponta aberta.
EP-3691414	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,14cm, ponta aberta.
EP-3691416	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,16cm, ponta aberta.
EP-3691418	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,18cm, ponta aberta.
EP-3691420	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,20cm, ponta aberta.
EP-3691422	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,22cm, ponta aberta.
EP-3691424	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,24cm, ponta aberta.
EP-3691426	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,26cm, ponta aberta.
EP-3691428	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,28cm, ponta aberta.
EP-3691430	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr,30cm, ponta aberta.
EP-39101208	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-39101210	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-39101212	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 12cm, ponta fechada.
TU-200471210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471212-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471220-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.

TU-200471226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-200471230-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20051208-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051208-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051210-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051212-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051212-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051214-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051216-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051218-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051220-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.

TU-20051220-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051222-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051224-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051226-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051228-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20051230-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20051230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20051230-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061208-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061208-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061210-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061212-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.

TU-20061212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061212-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061214-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
EC-390516	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390518	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390520	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390521-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390522	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390522-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390524	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390524-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390526	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390528	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390530	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39058-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 8-12cm, com fio paracolocação e retirada, ponta fechada.
EC-39058-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 8-20cm, com fio paracolocação e retirada, ponta fechada.
EC-390608	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390610	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390612	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390614	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390615	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390616	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390618	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-390620	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390621-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390622	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390622-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390624	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390624-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390626	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390628	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390630	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39068-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390708	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390710	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390712	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390714	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390715	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390716	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390718	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390720	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390721-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390722	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390722-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390724	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390724-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-390726	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390728	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390730	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39078-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 8-12cm, com fio paracolocação e retirada, ponta fechada.
EC-39078-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 8-12cm, com fio paracolocação e retirada, ponta fechada.
EC-390808	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390810	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390812	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390814	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390815	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390816	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390818	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390820	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390821-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390822	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EGB-3608512A	Cateter Biliar,8,5Fr, 12cm
EGB-3608513A	Cateter Biliar,8,5Fr, 13cm
EGB-3608514A	Cateter Biliar,8,5Fr, 14cm
EGB-3608515A	Cateter Biliar,8,5Fr, 15cm
EGB-3608516A	Cateter Biliar,8,5Fr, 16cm
EGB-3608517A	Cateter Biliar,8,5Fr, 17cm
EGB-3608518A	Cateter Biliar,8,5Fr, 18cm
EGB-3608519A	Cateter Biliar,8,5Fr, 19cm

EGB-3608520A	Cateter Biliar,8,5Fr, 20cm
EGB-3608522A	Cateter Biliar,8,5Fr, 22cm
EGB-3608524A	Cateter Biliar,8,5Fr, 24cm
EGB-3608526A	Cateter Biliar,8,5Fr, 26cm
EGB-3608528A	Cateter Biliar,8,5Fr, 28cm
EGB-3608530A	Cateter Biliar,8,5Fr, 30cm
EGB-360890A	Cateter Biliar,8Fr, 4cm
EGB-360894DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,8Fr, 4cm.
EGB-360901A	Cateter Biliar,09Fr, 1cm
EGB-360901DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 1cm.
EGB-360901S	Cateter Biliar,9Fr, 1cm.
EGB-360901T	Cateter Biliar,9Fr, 1cm.
EGB-360902A	Cateter Biliar,09Fr, 2cm
EGB-360902DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 2cm.
EGB-360902S	Cateter Biliar,9Fr, 2cm.
EGB-360902T	Cateter Biliar,9Fr, 2cm.
EGB-360903A	Cateter Biliar,09Fr, 3cm
EGB-360903DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 3cm.
EGB-360903S	Cateter Biliar,9Fr, 3cm.
EGB-360903T	Cateter Biliar,9Fr, 3cm.
EGB-360904A	Cateter Biliar,09Fr, 4cm
EGB-360904S	Cateter Biliar,9Fr, 4cm.
EGB-360904T	Cateter Biliar,9Fr, 4cm.

EGB-360905A	Cateter Biliar,09Fr, 5cm
EGB-360905DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 5cm.
EGB-360905S	Cateter Biliar,9Fr, 5cm.
EGB-360905T	Cateter Biliar,9Fr, 5cm.
EGB-360906A	Cateter Biliar,09Fr, 6cm
EGB-360906DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 6cm.
EGB-360906S	Cateter Biliar,9Fr, 6cm.
EGB-360907A	Cateter Biliar,09Fr, 7cm
EGB-360907DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 7cm.
EGB-360907S	Cateter Biliar,9Fr, 7cm.
EGB-360907T	Cateter Biliar,9Fr, 6cm.
EGB-360907T	Cateter Biliar,9Fr, 6cm.
EGB-360908A	Cateter Biliar 09Fr, 8cm
EGB-360908DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 8cm.
EGB-360908S	Cateter Biliar 9Fr, 8cm.
EGB-360908T	Cateter Biliar,9Fr, 8cm.
EGB-360909A	Cateter Biliar,09Fr, 9cm
EGB-360909DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 9cm.
EGB-360909S	Cateter Biliar,9Fr, 9cm.
EGB-360909T	Cateter Biliar,9Fr, 9cm.
EGB-360910A	Cateter Biliar,09Fr, 10cm
EGB-360910DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 10cm.
EGB-360910S	Cateter Biliar,9Fr, 10cm.

EGB-360910T	Cateter Biliar,9Fr, 10cm.
EGB-360911A	Cateter Biliar,09Fr, 11cm
EGB-360911DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 11cm.
EGB-360911S	Cateter Biliar,9Fr, 11cm.
EGP-360502C	Cateter Pancreatico,5Fr, 2cm
EGP-360502P	Cateter Pancreatico,5Fr, 2cm
EGP-360503C	Cateter Pancreatico,5Fr, 3cm
EGP-360503P	Cateter Pancreatico,5Fr, 3cm
EGP-360504C	Cateter Pancreatico,5Fr, 4cm
EGP-360504P	Cateter Pancreatico,5Fr, 4cm
EGP-360505C	Cateter Pancreatico,5Fr, 5cm
EGP-360505P	Cateter Pancreatico,5Fr, 5cm
EGP-360506C	Cateter Pancreatico,5Fr, 6cm
EGP-360506P	Cateter Pancreatico,5Fr, 6cm
EGP-360507C	Cateter Pancreatico,5Fr, 7cm
EGP-360507P	Cateter Pancreatico,5Fr, 7cm
EGP-360508C	Cateter Pancreatico,5Fr, 8cm
EGP-360508P	Cateter Pancreatico,5Fr, 8cm
EGP-360509C	Cateter Pancreatico,5Fr, 9cm
EGP-360509P	Cateter Pancreatico,5Fr, 9cm
EGP-360510C	Cateter Pancreatico,5Fr, 10cm
EGP-360510P	Cateter Pancreatico,5Fr, 10cm
EGP-360511C	Cateter Pancreatico,5Fr, 11cm

EGP-360511P	Cateter Pancreatico,5Fr, 11cm
EGP-360512C	Cateter Pancreatico,5Fr, 12cm
EGP-360512P	Cateter Pancreatico,5Fr, 12cm
EGP-360513C	Cateter Pancreatico,5Fr, 13cm
EGP-360513P	Cateter Pancreatico,5Fr, 13cm
EGP-360514C	Cateter Pancreatico,5Fr, 14cm
EGP-360514P	Cateter Pancreatico,5Fr, 14cm
EGP-360515C	Cateter Pancreatico,5Fr, 15cm
EGP-360515P	Cateter Pancreatico,5Fr, 15cm
EGP-360516C	Cateter Pancreatico,5Fr, 16cm
EGP-360516P	Cateter Pancreatico,5Fr, 16cm
EGP-360517C	Cateter Pancreatico,5Fr, 17cm
EGP-360517P	Cateter Pancreatico,5Fr, 17cm
EGP-360518C	Cateter Pancreatico,5Fr, 18cm
EGP-360518P	Cateter Pancreatico,5Fr, 18cm
EGP-360519C	Cateter Pancreatico,5Fr, 19cm
EGP-360519P	Cateter Pancreatico,5Fr, 19cm
EGP-360520C	Cateter Pancreatico,5Fr, 20cm
EGP-360520P	Cateter Pancreatico,5Fr, 20cm
EGP-360522C	Cateter Pancreatico,5Fr, 22cm
EGP-360522P	Cateter Pancreatico,5Fr, 22cm
EGP-360524C	Cateter Pancreatico,5Fr, 24cm
EGP-360524P	Cateter Pancreatico,5Fr, 24cm

EGP-360526C	Cateter Pancreatico,5Fr, 26cm
EGP-360526P	Cateter Pancreatico,5Fr, 26cm
EGP-360528C	Cateter Pancreatico,5Fr, 28cm
EGP-360528P	Cateter Pancreatico,5Fr, 28cm
EGP-360530C	Cateter Pancreatico,5Fr, 30cm
EGP-360530P	Cateter Pancreatico,5Fr, 30cm
EGP-360601C	Cateter Pancreatico,6Fr, 1cm
EGP-360601P	Cateter Pancreatico,6Fr, 1cm
EGP-360602C	Cateter Pancreatico,6Fr, 2cm
EGP-360602P	Cateter Pancreatico,6Fr, 2cm
EGP-360603C	Cateter Pancreatico,6Fr, 3cm
EGP-360603P	Cateter Pancreatico,6Fr, 3cm
EGP-360604C	Cateter Pancreatico,6Fr, 4cm
EGP-360604P	Cateter Pancreatico,6Fr, 4cm
EGP-360605C	Cateter Pancreatico,6Fr, 5cm
EGP-360605P	Cateter Pancreatico,6Fr, 5cm
EL-490226-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490228-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490230-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 2Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490308-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490310-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490312-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490314-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 14cm, ponta fechada.

EL-490316-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490318-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490320-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490322-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490324-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490326-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490328-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490330-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 3Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490408-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490410-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490412-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490414-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490416-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490418-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490420-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490422-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490424-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490426-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490428-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490430-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490508-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490510-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490512-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 12cm, ponta fechada.

EL-490514-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490516-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490518-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490520-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490522-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490524-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490526-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490528-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490530-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 5Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490608-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490610-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490612-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490614-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490616-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490618-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490620-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490622-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490624-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490626-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490628-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490630-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490708-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490710-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 10cm, ponta fechada.

EL-490712-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490714-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490716-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490718-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490720-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-39101214	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-39101216	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-39101218	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-39101220	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-39101222	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-39101224	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-39101226	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-39101228	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-39101230	Cateter ureteral duplo J, 10-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-39101408	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-39101410	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-39101412	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-39101414	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-39101416	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-39101418	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-39101420	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-39101422	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-39101424	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 24cm, ponta fechada.

EP-39101426	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-39101428	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-39101430	Cateter ureteral duplo J, 10-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3911208	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3911210	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3911212	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3911214	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3911216	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3911218	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3911220	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3911222	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3911224	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3911226	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3911228	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3911230	Cateter ureteral duplo J, 1-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3911408	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3911410	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3911412	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3911414	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3911416	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3911418	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3911420	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3911422	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 22cm, ponta fechada.

EP-3911424	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3911426	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3911428	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3911430	Cateter ureteral duplo J, 1-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3921208	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3921210	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3921212	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3921214	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3921216	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3921218	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3921220	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3921222	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3921224	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3921226	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3921228	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3921230	Cateter ureteral duplo J, 2-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3921408	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 8cm, ponta fechada.
TU-20061214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061216-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061218-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.

TU-20061218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061220-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061220-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061222-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061224-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061226-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061228-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20061230-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20061230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20061230-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 6Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071208-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071208-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.

TU-20071210-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071212-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071212-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071214-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071216-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071218-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071220-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071220-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071222-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071224-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.

TU-20071224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071226-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071228-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
EC-390822-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390824	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390824-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390826	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390828	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390830	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39088-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39088-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390908	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390910	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390912	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390914	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390915	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390916	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390918	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390920	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390922	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390924	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-390926	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390928	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390930	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391008	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391010	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391012	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391014	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391015	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391016	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391018	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391020	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391022	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391024	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391026	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391028	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-391030	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394708	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 8cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394710	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 10cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394712	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394714	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 14cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394715	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 15cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394716	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 16cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394718	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 18cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-394720	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394721-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 4.7Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394722	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 22cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394722-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 4.7Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394724	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 24cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394724-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 4.7Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394726	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 26cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394728	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 28cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-394730	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39478-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 4.7Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39478-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 4.7Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-395221-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5.2Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-395222-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5.2Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-395224-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5.2Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39528-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5.2Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39528-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5.2Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-396221-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6.2Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EGP-360606C	Cateter Pancreatico,6Fr, 6cm
EGP-360606P	Cateter Pancreatico,6Fr, 6cm
EGP-360607C	Cateter Pancreatico,6Fr, 7cm
EGP-360607P	Cateter Pancreatico,6Fr, 7cm
EGP-360608C	Cateter Pancreatico,6Fr, 8cm
EGP-360608P	Cateter Pancreatico,6Fr, 8cm

EGP-360609C	Cateter Pancreatico,6Fr, 9cm
EGP-360609P	Cateter Pancreatico,6Fr, 9cm
EGP-360610C	Cateter Pancreatico,6Fr, 10cm
EGP-360610P	Cateter Pancreatico,6Fr, 10cm
EGP-360611C	Cateter Pancreatico,6Fr, 11cm
EGP-360611P	Cateter Pancreatico,6Fr, 11cm
EGP-360612C	Cateter Pancreatico,6Fr, 12cm
EGP-360612P	Cateter Pancreatico,6Fr, 12cm
EGP-360613C	Cateter Pancreatico,6Fr, 13cm
EGP-360613P	Cateter Pancreatico,6Fr, 13cm
EGP-360614C	Cateter Pancreatico,6Fr, 14cm
EGP-360614P	Cateter Pancreatico,6Fr, 14cm
EGP-360615C	Cateter Pancreatico,6Fr, 15cm
EGP-360615P	Cateter Pancreatico,6Fr, 15cm
EGP-360616C	Cateter Pancreatico,6Fr, 16cm
EGP-360616P	Cateter Pancreatico,6Fr, 16cm
EGP-360617C	Cateter Pancreatico,6Fr, 17cm
EGP-360617P	Cateter Pancreatico,6Fr, 17cm
EGP-360618C	Cateter Pancreatico,6Fr, 18cm
EGP-360618P	Cateter Pancreatico,6Fr, 18cm
EGP-360619C	Cateter Pancreatico,6Fr, 19cm
EGP-360619P	Cateter Pancreatico,6Fr, 19cm
EGP-360620C	Cateter Pancreatico,6Fr, 20cm

EGP-360620P	Cateter Pancreatico,6Fr, 20cm
EGP-360622C	Cateter Pancreatico,6Fr, 22cm
EGP-360622P	Cateter Pancreatico,6Fr, 22cm
EGP-360624C	Cateter Pancreatico,6Fr, 24cm
EGP-360624P	Cateter Pancreatico,6Fr, 24cm
EGP-360626C	Cateter Pancreatico,6Fr, 26cm
EGP-360626P	Cateter Pancreatico,6Fr, 26cm
EGP-360628C	Cateter Pancreatico,6Fr, 28cm
EGP-360628P	Cateter Pancreatico,6Fr, 28cm
EGP-360630C	Cateter Pancreatico,6Fr, 30cm
EGP-360630P	Cateter Pancreatico,6Fr, 30cm
EGP-360701C	Cateter Pancreatico,7Fr, 1cm
EGP-360701P	Cateter Pancreatico,7Fr, 1cm
EGP-360702C	Cateter Pancreatico,7Fr, 2cm
EGP-360702P	Cateter Pancreatico,7Fr, 2cm
EGP-360703C	Cateter Pancreatico,7Fr, 3cm
EGP-360703P	Cateter Pancreatico,7Fr, 3cm
EGP-360704C	Cateter Pancreatico,7Fr, 4cm
EGP-360704P	Cateter Pancreatico,7Fr, 4cm
EGP-360705C	Cateter Pancreatico,7Fr, 5cm
EGP-360705P	Cateter Pancreatico,7Fr, 5cm
EGP-360706C	Cateter Pancreatico,7Fr, 6cm
EGP-360706P	Cateter Pancreatico,7Fr, 6cm

EGP-360707C	Cateter Pancreatico,7Fr, 7cm
EGP-360707P	Cateter Pancreatico,7Fr, 7cm
EGP-360708C	Cateter Pancreatico,7Fr, 8cm
EGP-360708P	Cateter Pancreatico,7Fr, 8cm
EGP-360709C	Cateter Pancreatico,7Fr, 9cm
EGP-360709P	Cateter Pancreatico,7Fr, 9cm
EL-490722-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490724-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490724-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490728-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490730-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-4907508-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-4907510-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-4907512-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-4907514-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-4907516-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-4907518-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-4907520-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-4907522-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-4907524-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-4907524-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-4907528-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-4907530-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 7,5Fr, 30cm, ponta fechada.

EL-490808-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490810-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490812-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490814-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490816-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490818-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490820-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490822-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490824-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490826-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490828-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-490830-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-490908-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-490910-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-490912-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-490914-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-490916-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-490918-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-490920-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-490922-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-490924-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-490926-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-490928-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta fechada.

EL-490930-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-491008-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-491010-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-491012-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-491014-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-491016-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-491018-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-491020-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-491022-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-491024-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-491026-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-491028-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-491030-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-491108-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-491110-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-491112-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-491114-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-491116-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3921410	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3921412	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3921414	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3921416	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3921418	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 18cm, ponta fechada.

EP-3921420	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3921422	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3921424	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3921426	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3921428	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3921430	Cateter ureteral duplo J, 2-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3931208	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3931210	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3931212	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3931214	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3931216	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3931218	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3931220	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3931222	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3931224	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3931226	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3931228	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3931230	Cateter ureteral duplo J, 3-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3931408	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3931410	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3931412	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3931414	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3931416	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 16cm, ponta fechada.

EP-3931418	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3931420	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3931422	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3931424	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3931426	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3931428	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3931430	Cateter ureteral duplo J, 3-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3941208	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3941210	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3941212	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3941214	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3941216	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3941218	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3941220	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3941222	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3941224	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3941226	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3941228	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3941230	Cateter ureteral duplo J, 4-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3941408	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3941410	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3941412	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3941414	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 14cm, ponta fechada

EP-3941416	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3941418	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3941420	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3941422	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3941424	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3941426	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3941428	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3941430	Cateter ureteral duplo J, 4-14Fr, 30cm, ponta fechada.
TU-20071228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20071230-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20071230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20071230-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 7Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081208-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081208-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081210-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081212-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081212-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081214-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.

TU-20081214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081216-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081218-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081220-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081220-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081222-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081224-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081226-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20081228-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.

TU-20081230-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20081230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20081230-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 8Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091208-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091208-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091208-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091210-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091210-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091212-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091212-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091214-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091214-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
EC-396222-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6.2Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-396224-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6.2Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39628-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6.2Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39628-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-39628-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-397321-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7.3Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-397322-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7.3Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.

EC-397324-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7.3Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39738-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7.3Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39738-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7.3Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-398221-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.2Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-398222-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.2Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-398224-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.2Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39828-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.2Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39828-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.2Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-398521-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.5Fr, 21-32cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-398522-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.5Fr, 22-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-398524-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.5Fr, 24-30cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39858-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.5Fr, 8-12cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-39858-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8.5Fr, 8-20cm, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EGB-360101A	Cateter Biliar, 01Fr, 1cm
EGB-360101DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo, 1Fr, 1cm.
EGB-360101S	Cateter Biliar, 1Fr, 1cm.
EGB-360101T	Cateter Biliar, 1Fr, 1cm.
EGB-360102A	Cateter Biliar, 01Fr, 2cm
EGB-360102DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo, 1Fr, 2cm.
EGB-360102S	Cateter Biliar, 1Fr, 2cm.
EGB-360102T	Cateter Biliar, 1Fr, 2cm.
EGB-360103A	Cateter Biliar, 01Fr, 3cm
EGB-360103DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo, 1Fr, 3cm.

EGB-360103S	Cateter Biliar,1Fr, 3cm.
EGB-360103T	Cateter Biliar,1Fr, 3cm.
EGB-360104A	Cateter Biliar,01Fr, 4cm
EGB-360104DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 4cm.
EGB-360104T	Cateter Biliar,1Fr, 4cm.
EGB-360105A	Cateter Biliar,01Fr, 5cm
EGB-360105DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 5cm.
EGB-360105S	Cateter Biliar,1Fr, 5cm.
EGB-360105T	Cateter Biliar,1Fr, 5cm.
EGB-360106A	Cateter Biliar,01Fr, 6cm
EGB-360106DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 6cm.
EGB-360106S	Cateter Biliar,1Fr, 6cm.
EGB-360106T	Cateter Biliar,1Fr, 6cm.
EGB-360107A	Cateter Biliar,01Fr, 7cm
EGB-360107DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 7cm.
EGB-360107S	Cateter Biliar,1Fr, 7cm.
EGB-360107T	Cateter Biliar,1Fr, 7cm.
EGB-360108A	Cateter Biliar 01Fr, 8cm
EGB-360108DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 8cm.
EGB-360108S	Cateter Biliar 1Fr, 8cm.
EGB-360108T	Cateter Biliar,1Fr, 8cm.
EGB-360109A	Cateter Biliar,01Fr, 9cm
EGB-360109DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 9cm.

EGB-360109S	Cateter Biliar,1Fr, 9cm.
EGB-360109T	Cateter Biliar,1Fr, 9cm.
EGB-360110A	Cateter Biliar,01Fr, 10cm
EGB-360110DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 10cm.
EGB-360110S	Cateter Biliar,1Fr, 10cm.
EGB-360911T	Cateter Biliar,9Fr, 11cm.
EGB-360912A	Cateter Biliar,09Fr, 12cm
EGB-360912DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 12cm.
EGB-360912S	Cateter Biliar,9Fr, 12cm.
EGB-360912T	Cateter Biliar,9Fr, 12cm.
EGB-360913A	Cateter Biliar,09Fr, 13cm
EGB-360913DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 13cm.
EGB-360913S	Cateter Biliar,9Fr, 13cm.
EGB-360913T	Cateter Biliar,9Fr, 13cm.
EGB-360914A	Cateter Biliar,09Fr, 14cm
EGB-360914DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 14cm.
EGB-360914S	Cateter Biliar,9Fr, 14cm.
EGB-360914T	Cateter Biliar,9Fr, 14cm.
EGB-360915A	Cateter Biliar,09Fr, 15cm
EGB-360915DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 15cm.
EGB-360915S	Cateter Biliar,9Fr, 15cm.
EGB-360915T	Cateter Biliar,9Fr, 15cm.
EGB-360916A	Cateter Biliar,09Fr, 16cm

EGB-360916DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 16cm.
EGB-360916S	Cateter Biliar,9Fr, 16cm.
EGB-360916T	Cateter Biliar,9Fr, 16cm.
EGB-360917A	Cateter Biliar,09Fr, 17cm
EGB-360917DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 17cm.
EGB-360917S	Cateter Biliar,9Fr, 17cm.
EGB-360918A	Cateter Biliar,09Fr, 18cm
EGB-360918DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 18cm.
EGB-360918S	Cateter Biliar,9Fr, 18cm.
EGB-360918T	Cateter Biliar,9Fr, 18cm.
EGB-360919A	Cateter Biliar,09Fr, 19cm
EGB-360919DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,7Fr, 19cm.
EGB-360919S	Cateter Biliar,9Fr, 19cm.
EGB-360920A	Cateter Biliar,09Fr, 20cm
EGB-360920DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 20cm.
EGB-360920S	Cateter Biliar,9Fr, 20cm.
EGB-360920T	Cateter Biliar,9Fr, 20cm.
EGB-360922A	Cateter Biliar,09Fr, 22cm
EGB-360922DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 22cm.
EGB-360922S	Cateter Biliar,9Fr, 22cm.
EGB-360922T	Cateter Biliar,9Fr, 22cm.
EGB-360924A	Cateter Biliar,09Fr, 24cm
EGB-360924DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 24cm.

EGB-360924S	Cateter Biliar,9Fr, 24cm.
EGB-360924T	Cateter Biliar,9Fr, 24cm.
EGB-360926A	Cateter Biliar,09Fr, 26cm
EGB-360926DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 26cm.
EGP-360710C	Cateter Pancreatico,7Fr, 10cm
EGP-360710P	Cateter Pancreatico,7Fr, 10cm
EGP-360711C	Cateter Pancreatico,7Fr, 11cm
EGP-360711P	Cateter Pancreatico,7Fr, 11cm
EGP-360712C	Cateter Pancreatico,7Fr, 12cm
EGP-360712P	Cateter Pancreatico,7Fr, 12cm
EGP-360713C	Cateter Pancreatico,7Fr, 13cm
EGP-360713P	Cateter Pancreatico,7Fr, 13cm
EGP-360714C	Cateter Pancreatico,7Fr, 14cm
EGP-360714P	Cateter Pancreatico,7Fr, 14cm
EGP-360715C	Cateter Pancreatico,7Fr, 15cm
EGP-360715P	Cateter Pancreatico,7Fr, 15cm
EGP-360716C	Cateter Pancreatico,7Fr, 16cm
EGP-360716P	Cateter Pancreatico,7Fr, 16cm
EGP-360717C	Cateter Pancreatico,7Fr, 17cm
EGP-360717P	Cateter Pancreatico,7Fr, 17cm
EGP-360718C	Cateter Pancreatico,7Fr, 18cm
EGP-360718P	Cateter Pancreatico,7Fr, 18cm
EGP-360719C	Cateter Pancreatico,7Fr, 19cm

EGP-360719P	Cateter Pancreatico,7Fr, 19cm
EGP-360720C	Cateter Pancreatico,7Fr, 20cm
EGP-360720P	Cateter Pancreatico,7Fr, 20cm
EGP-360722C	Cateter Pancreatico,7Fr, 22cm
EGP-360722P	Cateter Pancreatico,7Fr, 22cm
EGP-360724C	Cateter Pancreatico,7Fr, 24cm
EGP-360724P	Cateter Pancreatico,7Fr, 24cm
EGP-360726C	Cateter Pancreatico,7Fr, 26cm
EGP-360726P	Cateter Pancreatico,7Fr, 26cm
EGP-360728C	Cateter Pancreatico,7Fr, 28cm
EGP-360728P	Cateter Pancreatico,7Fr, 28cm
EGP-360730C	Cateter Pancreatico,7Fr, 30cm
EGP-360730P	Cateter Pancreatico,7Fr, 30cm
EGP-360801C	Cateter Pancreatico,8Fr, 1cm
EGP-360801P	Cateter Pancreatico,8Fr, 1cm
EGP-360802C	Cateter Pancreatico,8Fr, 2cm
EGP-360802P	Cateter Pancreatico,8Fr, 2cm
EGP-360803C	Cateter Pancreatico,8Fr, 3cm
EGP-360803P	Cateter Pancreatico,8Fr, 3cm
EGP-360804C	Cateter Pancreatico,8Fr, 4cm
EGP-360804P	Cateter Pancreatico,8Fr, 4cm
EGP-360805C	Cateter Pancreatico,8Fr, 5cm
EGP-360805P	Cateter Pancreatico,8Fr, 5cm

EGP-360806C	Cateter Pancreatico,8Fr, 6cm
EGP-360806P	Cateter Pancreatico,8Fr, 6cm
EGP-360807C	Cateter Pancreatico,8Fr, 7cm
EGP-360807P	Cateter Pancreatico,8Fr, 7cm
EGP-360808C	Cateter Pancreatico,8Fr, 8cm
EGP-360808P	Cateter Pancreatico,8Fr, 8cm
EGP-360809C	Cateter Pancreatico,8Fr, 9cm
EGP-360809P	Cateter Pancreatico,8Fr, 9cm
EGP-360810C	Cateter Pancreatico,8Fr, 10cm
EGP-360810P	Cateter Pancreatico,8Fr, 10cm
EGP-360811C	Cateter Pancreatico,8Fr, 11cm
EGP-360811P	Cateter Pancreatico,8Fr, 11cm
EGP-360812C	Cateter Pancreatico,8Fr, 12cm
EGP-360812P	Cateter Pancreatico,8Fr, 12cm
EGP-360813C	Cateter Pancreatico,8Fr, 13cm
EGP-360813P	Cateter Pancreatico,8Fr, 13cm
EL-491118-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-491120-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-491122-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-491124-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-491126-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-491128-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-491130-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11Fr, 30cm, ponta fechada.

EL-4911508-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-4911510-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-4911512-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-4911514-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-4911516-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-4911518-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-4911520-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-4911522-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-4911524-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-4911526-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-4911528-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 28cm, ponta fechada.
EL-4911530-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 30cm, ponta fechada.
EL-494708-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 08cm, ponta fechada.
EL-494710-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 10cm, ponta fechada.
EL-494712-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 12cm, ponta fechada.
EL-494714-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 14cm, ponta fechada.
EL-494716-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 16cm, ponta fechada.
EL-494718-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 18cm, ponta fechada.
EL-494720-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 20cm, ponta fechada.
EL-494722-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 22cm, ponta fechada.
EL-494724-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 24cm, ponta fechada.
EL-494726-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 26cm, ponta fechada.
EL-494728-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 28cm, ponta fechada.

EL-494730-F	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 30cm, ponta fechada.
EN-360108	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 8cm, ponta aberta
EN-360110	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 10cm, ponta aberta
EN-360112	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 12cm, ponta aberta
EN-360114	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 14cm, ponta aberta
EN-360115	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 15cm, ponta aberta
EN-360116	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 16cm, ponta aberta
EN-360118	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 18cm, ponta aberta
EN-360120	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 20cm, ponta aberta
EN-360122	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 22cm, ponta aberta
EN-360124	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 24cm, ponta aberta
EN-360126	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 26cm, ponta aberta
EN-360128	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 28cm, ponta aberta
EN-360130	Catéter Ureteral duplo J-SF, 1Fr, 30cm, ponta aberta
EN-360208	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360210	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360212	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360214	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360215	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360216	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360218	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360220	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360222	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 22cm, ponta aberta.

EN-360224	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360226	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360228	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 28cm, ponta aberta
EN-360230	Cateter Ureteral duplo J-SF, 2Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-360308	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 8cm, ponta aberta.
EP-3951208	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3951210	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3951212	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3951214	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3951216	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3951218	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3951220	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3951222	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3951224	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3951226	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3951228	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3951230	Cateter ureteral duplo J, 5-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3951408	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3951410	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3951412	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3951414	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3951416	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3951418	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 18cm, ponta fechada.

EP-3951420	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3951422	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3951424	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3951426	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3951428	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3951430	Cateter ureteral duplo J, 5-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3961208	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3961210	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3961212	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3961214	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3961216	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3961218	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3961220	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3961222	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3961224	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3961226	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3961228	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3961230	Cateter ureteral duplo J, 6-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3961408	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3961410	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3961412	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3961414	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3961416	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 16cm, ponta fechada.

EP-3961418	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3961420	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3961422	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3961424	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3961426	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3961428	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3961430	Cateter ureteral duplo J, 6-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3971208	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3971210	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3971212	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3971214	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3971216	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3971218	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3971220	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3971222	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3971224	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3971226	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3971228	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 28cm, ponta fechada.
TU-20091214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091216-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091216-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.

TU-20091216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091218-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091218-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091220-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091220-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091222-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091222-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091224-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091224-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091226-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091226-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20091226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091228-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091228-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.

TU-20091228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091228-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta proximal.
TU-20091230-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091230-D	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta distal.
TU-20091230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 9Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr dedilatação na ponta central.
TU-20101208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101208-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101210-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101212-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101214-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101216-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101218-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101220-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101222-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101224-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.

TU-20101226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101226-P	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-20101228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20101230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 10Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471208-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 8 cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471210-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 10cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
EGB-360110T	Cateter Biliar,1Fr, 10cm.
EGB-360111A	Cateter Biliar,01Fr, 11cm
EGB-360111DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 11cm.
EGB-360111S	Cateter Biliar,1Fr, 11cm.
EGB-360111T	Cateter Biliar,1Fr, 11cm.
EGB-360112A	Cateter Biliar,01Fr, 12cm
EGB-360112DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 12cm.
EGB-360112S	Cateter Biliar,1Fr, 12cm.
EGB-360112T	Cateter Biliar,1Fr, 12cm.
EGB-360113A	Cateter Biliar,01Fr, 13cm
EGB-360113DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 13cm.
EGB-360113S	Cateter Biliar,1Fr, 13cm.
EGB-360113T	Cateter Biliar,1Fr, 13cm.
EGB-360114A	Cateter Biliar,01Fr, 14cm
EGB-360114DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 14cm.
EGB-360114S	Cateter Biliar,1Fr, 14cm.
EGB-360114T	Cateter Biliar,1Fr, 14cm.

EGB-360115A	Cateter Biliar,01Fr, 15cm
EGB-360115DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 15cm.
EGB-360115S	Cateter Biliar,1Fr, 15cm.
EGB-360115T	Cateter Biliar,1Fr, 15cm.
EGB-360116A	Cateter Biliar,01Fr, 16cm
EGB-360116DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 16cm.
EGB-360116S	Cateter Biliar,1Fr, 16cm.
EGB-360116T	Cateter Biliar,1Fr, 16cm.
EGB-360117A	Cateter Biliar,01Fr, 17cm
EGB-360117DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 17cm.
EGB-360117S	Cateter Biliar,1Fr, 17cm.
EGB-360118A	Cateter Biliar,01Fr, 18cm
EGB-360118DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 18cm.
EGB-360118S	Cateter Biliar,1Fr, 18cm.
EGB-360118T	Cateter Biliar,1Fr, 18cm.
EGB-360119A	Cateter Biliar,01Fr, 19cm
EGB-360119DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 19cm.
EGB-360119S	Cateter Biliar,1Fr, 19cm.
EGB-360120A	Cateter Biliar,01Fr, 20cm
EGB-360120DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 20cm.
EGB-360120S	Cateter Biliar,1Fr, 20cm.
EGB-360120T	Cateter Biliar,1Fr, 20cm.
EGB-360122A	Cateter Biliar,01Fr, 22cm

EGB-360122DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 22cm.
EGB-360122S	Cateter Biliar,1Fr, 22cm.
EGB-360122T	Cateter Biliar,1Fr, 22cm.
EGB-360124A	Cateter Biliar,01Fr, 24cm
EGB-360124DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 24cm.
EGB-360124S	Cateter Biliar,1Fr, 24cm.
EGB-360124T	Cateter Biliar,1Fr, 24cm.
EGB-360126A	Cateter Biliar,01Fr, 26cm
EGB-360126DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 26cm.
EGB-360126S	Cateter Biliar,1Fr, 26cm.
EGB-360126T	Cateter Biliar,1Fr, 26cm.
EGB-360128A	Cateter Biliar,01Fr, 28cm
EGB-360128DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 28cm.
EGB-360128S	Cateter Biliar,1Fr, 28cm.
EGB-360128T	Cateter Biliar,1Fr, 28cm.
EGB-360130A	Cateter Biliar,01Fr, 30cm
EGB-360130DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,1Fr, 30cm.
EGB-360130S	Cateter Biliar,1Fr, 30cm.
EGB-360926S	Cateter Biliar,9Fr, 26cm.
EGB-360926T	Cateter Biliar,9Fr, 26cm.
EGB-360928A	Cateter Biliar,09Fr, 28cm
EGB-360928DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 28cm.
EGB-360928S	Cateter Biliar,9Fr, 28cm.

EGB-360928T	Cateter Biliar,9Fr, 28cm.
EGB-360930A	Cateter Biliar,09Fr, 30cm
EGB-360930DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 30cm.
EGB-360930S	Cateter Biliar,9Fr, 30cm.
EGB-360930T	Cateter Biliar,9Fr, 30cm.
EGB-360994DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,9Fr, 4cm.
EGB-361001A	Cateter Biliar,10Fr, 1cm
EGB-361001DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 1cm.
EGB-361001S	Cateter Biliar,10Fr, 1cm.
EGB-361001T	Cateter Biliar,10Fr, 1cm.
EGB-361002A	Cateter Biliar,10Fr, 2cm
EGB-361002DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 2cm.
EGB-361002S	Cateter Biliar,10Fr, 2cm.
EGB-361002T	Cateter Biliar,10Fr, 2cm.
EGB-361003A	Cateter Biliar,10Fr, 3cm
EGB-361003DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 3cm.
EGB-361003S	Cateter Biliar,10Fr, 3cm.
EGB-361003T	Cateter Biliar,10Fr, 3cm.
EGB-361004A	Cateter Biliar,10Fr, 4cm
EGB-361004DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 4cm.
EGB-361004S	Cateter Biliar,10Fr, 4cm.
EGB-361004T	Cateter Biliar,10Fr, 4cm.
EGB-361005A	Cateter Biliar,10Fr, 5cm

EGB-361005DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 5cm.
EGB-361005S	Cateter Biliar,10Fr, 5cm.
EGB-361005T	Cateter Biliar,10Fr, 5cm.
EGB-361006A	Cateter Biliar,10Fr, 6cm
EGB-361006DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 6cm.
EGB-361006S	Cateter Biliar,10Fr, 6cm.
EGB-361006T	Cateter Biliar,10Fr, 6cm.
EGB-361007A	Cateter Biliar,10Fr, 7cm
EGB-361007DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 7cm.
EGB-361007S	Cateter Biliar,10Fr, 7cm.
EGB-361007T	Cateter Biliar,10Fr, 7cm.
EGB-361008A	Cateter Biliar 10Fr, 8cm
EGB-361008DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 8cm.
EGB-361008S	Cateter Biliar 10Fr, 8cm.
EGB-361008T	Cateter Biliar,10Fr, 8cm.
EGB-361009A	Cateter Biliar,10Fr, 9cm
EGB-361009DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 9cm.
EGB-361009S	Cateter Biliar,10Fr, 9cm.
EGB-361009T	Cateter Biliar,10Fr, 9cm.
EGB-361010A	Cateter Biliar,10Fr, 10cm
EGB-361010DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 10cm.
EGB-361010S	Cateter Biliar,10Fr, 10cm.
EGB-361010T	Cateter Biliar,10Fr, 10cm.

EGB-361011A	Cateter Biliar,11Fr, 11cm
EGB-361011DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 11cm.
EGP-360814C	Cateter Pancreatico,8Fr, 14cm
EGP-360814P	Cateter Pancreatico,8Fr, 14cm
EGP-360815C	Cateter Pancreatico,8Fr, 15cm
EGP-360815P	Cateter Pancreatico,8Fr, 15cm
EGP-360816C	Cateter Pancreatico,8Fr, 16cm
EGP-360816P	Cateter Pancreatico,8Fr, 16cm
EGP-360817C	Cateter Pancreatico,8Fr, 17cm
EGP-360817P	Cateter Pancreatico,8Fr, 17cm
EGP-360818C	Cateter Pancreatico,8Fr, 18cm
EGP-360818P	Cateter Pancreatico,8Fr, 18cm
EGP-360819C	Cateter Pancreatico,8Fr, 19cm
EGP-360819P	Cateter Pancreatico,8Fr, 19cm
EGP-360820C	Cateter Pancreatico,8Fr, 20cm
EGP-360820P	Cateter Pancreatico,8Fr, 20cm
EGP-360822C	Cateter Pancreatico,8Fr, 22cm
EGP-360822P	Cateter Pancreatico,8Fr, 22cm
EGP-360824C	Cateter Pancreatico,8Fr, 24cm
EGP-360824P	Cateter Pancreatico,8Fr, 24cm
EGP-360826C	Cateter Pancreatico,8Fr, 26cm
EGP-360826P	Cateter Pancreatico,8Fr, 26cm
EGP-360828C	Cateter Pancreatico,8Fr, 28cm

EGP-360828P	Cateter Pancreatico,8Fr, 28cm
EGP-360830C	Cateter Pancreatico,8Fr, 30cm
EGP-360830P	Cateter Pancreatico,8Fr, 30cm
EGP-3608501P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 1cm
EGP-3608502P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 2cm
EGP-3608503P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 3cm
EGP-3608504P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 4cm
EGP-3608505P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 5cm
EGP-3608506P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 6cm
EGP-3608507P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 7cm
EGP-3608508P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 8cm
EGP-3608509P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 9cm
EGP-3608510P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 10cm
EGP-3608511P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 11cm
EGP-3608512P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 12cm
EGP-3608513P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 13cm
EGP-3608514P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 14cm
EGP-3608515P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 15cm
EGP-3608516P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 16cm
EGP-3608517P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 17cm
EGP-3608518P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 18cm
EGP-3608519P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 19cm
EGP-3608520P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 20cm

EGP-3608522P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 22cm
EGP-3608524P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 24cm
EGP-3608526P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 26cm
EGP-3608528P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 28cm
EGP-3608530P	Cateter Pancreatico,8,5Fr, 30cm
EGP-360901C	Cateter Pancreatico,9Fr, 1cm
EGP-360901P	Cateter Pancreatico,9Fr, 1cm
EGP-360902C	Cateter Pancreatico,9Fr, 2cm
EGP-360902P	Cateter Pancreatico,9Fr, 2cm
EGP-360903C	Cateter Pancreatico,9Fr, 3cm
EGP-360903P	Cateter Pancreatico,9Fr, 3cm
EGP-360904C	Cateter Pancreatico,9Fr, 4cm
EGP-360904P	Cateter Pancreatico,9Fr, 4cm
EGP-360905C	Cateter Pancreatico,9Fr, 5cm
EN-360310	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360312	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360314	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360315	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360316	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360318	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360320	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360321-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 21-32cm, ponta aberta.
EN-360322	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 22cm, ponta aberta.

EN-360322-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 22-30cm, ponta aberta.
EN-360324	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360324-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 24-30cm, ponta aberta.
EN-360326	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360328	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-360330	Cateter Ureteral duplo J-SF, 3Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-36038-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 8-12cm, ponta aberta.
EN-36038-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 3Fr, 8-20cm, ponta aberta.
EN-360408	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360410	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360412	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360414	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360415	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360416	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360418	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360420	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360422	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-360424	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360426	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360428	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 28cm, ponta aberta
EN-360430	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-360508	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360510	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 10cm, ponta aberta.

EN-360512	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360514	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360515	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360516	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360518	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360520	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360521-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 21-32cm, ponta aberta.
EN-360522	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-360522-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 22-30cm, ponta aberta.
EN-360524	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360524-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 24-30cm, ponta aberta.
EN-360526	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360528	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-360530	Cateter Ureteral duplo J-SF, 5Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-36058-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 8-12cm, ponta aberta.
EN-36058-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 5Fr, 8-20cm, ponta aberta.
EN-360608	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360610	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360612	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360614	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360615	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360616	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360618	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 18cm, ponta aberta.

EN-360620	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360621-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 21-32cm, ponta aberta.
EN-360622	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-360622-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 22-30cm, ponta aberta.
EP-3971230	Cateter ureteral duplo J, 7-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3971408	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3971410	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3971412	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3971414	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3971416	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3971418	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3971420	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3971422	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3971424	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3971426	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3971428	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3971430	Cateter ureteral duplo J, 7-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3981208	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3981210	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3981212	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3981214	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3981216	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3981218	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 18cm, ponta fechada.

EP-3981220	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3981222	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3981224	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3981226	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3981228	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3981230	Cateter ureteral duplo J, 8-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3981408	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3981410	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3981412	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3981414	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3981416	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3981418	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3981420	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3981422	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3981424	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3981426	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3981428	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3981430	Cateter ureteral duplo J, 8-14Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3991208	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3991210	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3991212	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3991214	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 14cm, ponta fechada.
EP-3991216	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 16cm, ponta fechada.

EP-3991218	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3991220	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 20cm, ponta fechada.
EP-3991222	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3991224	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3991226	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3991228	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3991230	Cateter ureteral duplo J, 9-12Fr, 30cm, ponta fechada.
EP-3991408	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 8cm, ponta fechada.
EP-3991410	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 10cm, ponta fechada.
EP-3991412	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 12cm, ponta fechada.
EP-3991414	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 14cm, ponta fechada
EP-3991416	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 16cm, ponta fechada.
EP-3991418	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 18cm, ponta fechada.
EP-3991420	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 20cm, ponta fechada.
TU-20471212-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 12cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471214-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 14cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471216-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 16cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471218-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 18cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471220-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 20cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471222-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 22cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471224-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 24cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471226-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 26cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-20471228-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 28cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.

TU-20471230-M	Cateter ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 30cm, ponta aberta e com 12Fr de dilatação na ponta central.
TU-360108	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360110	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360112	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360114	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360116	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360118	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360120	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360122	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 22cm, ponta aberta.
TU-360124	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360126	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360128	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360130	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360208	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360210	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360212	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360214	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360216	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360218	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360220	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360222	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 22cm, ponta aberta.
TU-360224	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360226	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 26cm, ponta aberta.

TU-360228	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360230	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360308	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360310	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360312	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360314	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360316	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360318	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360320	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360322	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 22cm, ponta aberta.
TU-360324	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360326	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360328	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360330	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360408	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360410	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360412	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360414	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360416	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360418	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360420	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360422	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 22cm, ponta aberta.

TU-360424	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360426	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360428	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360430	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360508	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 8cm, ponta aberta.
EGB-360130T	Cateter Biliar,1Fr, 30cm.
EGB-360194S	Cateter Biliar,1Fr, 4cm.
EGB-360201A	Cateter Biliar,02Fr, 1cm
EGB-360201DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 1cm.
EGB-360201S	Cateter Biliar,2Fr, 1cm.
EGB-360201T	Cateter Biliar,2Fr, 1cm.
EGB-360202A	Cateter Biliar,02Fr, 2cm
EGB-360202DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 2cm.
EGB-360202S	Cateter Biliar,2Fr, 2cm.
EGB-360202T	Cateter Biliar,2Fr, 2cm.
EGB-360203A	Cateter Biliar,02Fr, 3cm
EGB-360203DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 3cm.
EGB-360203S	Cateter Biliar,2Fr, 3cm.
EGB-360203T	Cateter Biliar,2Fr, 3cm.
EGB-360204A	Cateter Biliar,02Fr, 4cm
EGB-360204DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 4cm.
EGB-360204S	Cateter Biliar,2Fr, 4cm.
EGB-360204T	Cateter Biliar,2Fr, 4cm.

EGB-360205A	Cateter Biliar,02Fr, 5cm
EGB-360205DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 5cm.
EGB-360205S	Cateter Biliar,2Fr, 5cm.
EGB-360205T	Cateter Biliar,2Fr, 5cm.
EGB-360206A	Cateter Biliar,02Fr, 6cm
EGB-360206DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 6cm.
EGB-360206S	Cateter Biliar,2Fr, 6cm.
EGB-360206T	Cateter Biliar,2Fr, 6cm.
EGB-360207A	Cateter Biliar,02Fr, 7cm
EGB-360207DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 7cm.
EGB-360207S	Cateter Biliar,2Fr, 7cm.
EGB-360207T	Cateter Biliar,2Fr, 7cm.
EGB-360208A	Cateter Biliar 02Fr, 8cm
EGB-360208DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 8cm.
EGB-360208S	Cateter Biliar 2Fr, 8cm.
EGB-360208T	Cateter Biliar,2Fr, 8cm.
EGB-360209A	Cateter Biliar,02Fr, 9cm
EGB-360209DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 9cm.
EGB-360209S	Cateter Biliar,2Fr, 9cm.
EGB-360209T	Cateter Biliar,2Fr, 9cm.
EGB-360210A	Cateter Biliar,02Fr, 10cm
EGB-360210DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 10cm.
EGB-360210S	Cateter Biliar,2Fr, 10cm.

EGB-360210T	Cateter Biliar,2Fr, 10cm.
EGB-360211A	Cateter Biliar,02Fr, 11cm
EGB-360211DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 11cm.
EGB-360211S	Cateter Biliar,2Fr, 11cm.
EGB-360211T	Cateter Biliar,2Fr, 11cm.
EGB-360212A	Cateter Biliar,02Fr, 12cm
EGB-360212DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 12cm.
EGB-360212S	Cateter Biliar,2Fr, 12cm.
EGB-360212T	Cateter Biliar,2Fr, 12cm.
EGB-360213A	Cateter Biliar,02Fr, 13cm
EGB-360213DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 13cm.
EGB-360213S	Cateter Biliar,2Fr, 13cm.
EGB-360213T	Cateter Biliar,2Fr, 13cm.
EGB-360214A	Cateter Biliar,02Fr, 14cm
EGB-360214DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 14cm.
EGB-360214S	Cateter Biliar,2Fr, 14cm.
EGB-360214T	Cateter Biliar,2Fr, 14cm.
EGB-361011S	Cateter Biliar,10Fr, 11cm.
EGB-361011T	Cateter Biliar,10Fr, 11cm.
EGB-361012A	Cateter Biliar,10Fr, 12cm
EGB-361012DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 12cm.
EGB-361012S	Cateter Biliar,10Fr, 12cm.
EGB-361012T	Cateter Biliar,10Fr, 12cm.

EGB-361013A	Cateter Biliar,10Fr, 13cm
EGB-361013DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 13cm.
EGB-361013S	Cateter Biliar,10Fr, 13cm.
EGB-361013T	Cateter Biliar,10Fr, 13cm.
EGB-361014A	Cateter Biliar,10Fr, 14cm
EGB-361014DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 14cm.
EGB-361014S	Cateter Biliar,10Fr, 14cm.
EGB-361014T	Cateter Biliar,10Fr, 14cm.
EGB-361015A	Cateter Biliar,10Fr, 15cm
EGB-361015DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 15cm.
EGB-361015S	Cateter Biliar,10Fr, 15cm.
EGB-361015T	Cateter Biliar,10Fr, 15cm.
EGB-361016A	Cateter Biliar,10Fr, 16cm
EGB-361016DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 16cm.
EGB-361016S	Cateter Biliar,10Fr, 16cm.
EGB-361016T	Cateter Biliar,10Fr, 16cm.
EGB-361017A	Cateter Biliar,10Fr, 17cm
EGB-361017S	Cateter Biliar,10Fr, 17cm.
EGB-361018A	Cateter Biliar,10Fr, 18cm
EGB-361018DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 18cm.
EGB-361018S	Cateter Biliar,10Fr, 18cm.
EGB-361018T	Cateter Biliar,10Fr, 18cm.
EGB-361019A	Cateter Biliar,10Fr, 19cm

EGB-361019DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 19cm.
EGB-361019S	Cateter Biliar,10Fr, 19cm.
EGB-361020A	Cateter Biliar,10Fr, 20cm
EGB-361020DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 20cm.
EGB-361020S	Cateter Biliar,10Fr, 20cm.
EGB-361020T	Cateter Biliar,10Fr, 20cm.
EGB-361022A	Cateter Biliar,10Fr, 22cm
EGB-361022DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 22cm.
EGB-361022S	Cateter Biliar,10Fr, 22cm.
EGB-361022T	Cateter Biliar,10Fr, 22cm.
EGB-361024A	Cateter Biliar,10Fr, 24cm
EGB-361024A	Cateter Biliar,10Fr, 24cm
EGB-361024DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 24cm.
EGB-361024S	Cateter Biliar,10Fr, 24cm.
EGB-361024T	Cateter Biliar,10Fr, 24cm.
EGB-361026A	Cateter Biliar,10Fr, 26cm
EGB-361026DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 26cm.
EGB-361026S	Cateter Biliar,10Fr, 26cm.
EGB-361026T	Cateter Biliar,10Fr, 26cm.
EGB-361028DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 28cm.
EGB-361028S	Cateter Biliar,10Fr, 28cm.
EGB-361028T	Cateter Biliar,10Fr, 28cm.
EGB-361030A	Cateter Biliar,10Fr, 30cm

EGB-361030DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,10Fr, 30cm.
EGB-361030S	Cateter Biliar,10Fr, 30cm.
EGB-361030T	Cateter Biliar,10Fr, 30cm.
EGB-361101A	Cateter Biliar,11Fr, 1cm.
EGB-361101DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 1cm.
EGB-361101S	Cateter Biliar,11Fr, 1cm.
EGP-360905P	Cateter Pancreatico,9Fr, 5cm
EGP-360906C	Cateter Pancreatico,9Fr, 6cm
EGP-360906P	Cateter Pancreatico,9Fr, 6cm
EGP-360907C	Cateter Pancreatico,9Fr, 7cm
EGP-360907P	Cateter Pancreatico,9Fr, 7cm
EGP-360908C	Cateter Pancreatico,9Fr, 8cm
EGP-360908P	Cateter Pancreatico,9Fr, 8cm
EGP-360909C	Cateter Pancreatico,9Fr, 9cm
EGP-360909P	Cateter Pancreatico,9Fr, 9cm
EGP-360910C	Cateter Pancreatico,9Fr, 10cm
EGP-360910P	Cateter Pancreatico,9Fr, 10cm
EGP-360911C	Cateter Pancreatico,9Fr, 11cm
EGP-360911P	Cateter Pancreatico,9Fr, 11cm
EGP-360912C	Cateter Pancreatico,9Fr, 12cm
EGP-360912P	Cateter Pancreatico,9Fr, 12cm
EGP-360913C	Cateter Pancreatico,9Fr, 13cm
EGP-360913P	Cateter Pancreatico,9Fr, 13cm

EGP-360914C	Cateter Pancreatico,9Fr, 14cm
EGP-360914P	Cateter Pancreatico,9Fr, 14cm
EGP-360915C	Cateter Pancreatico,9Fr, 15cm
EGP-360915P	Cateter Pancreatico,9Fr, 15cm
EGP-360916C	Cateter Pancreatico,9Fr, 16cm
EGP-360916P	Cateter Pancreatico,9Fr, 16cm
EGP-360917C	Cateter Pancreatico,9Fr, 17cm
EGP-360917P	Cateter Pancreatico,9Fr, 17cm
EGP-360918C	Cateter Pancreatico,9Fr, 18cm
EGP-360918P	Cateter Pancreatico,9Fr, 18cm
EGP-360919C	Cateter Pancreatico,9Fr, 19cm
EGP-360919P	Cateter Pancreatico,9Fr, 19cm
EGP-360920C	Cateter Pancreatico,9Fr, 20cm
EGP-360920P	Cateter Pancreatico,9Fr, 20cm
EGP-360922C	Cateter Pancreatico,9Fr, 22cm
EGP-360922P	Cateter Pancreatico,9Fr, 22cm
EGP-360924C	Cateter Pancreatico,9Fr, 24cm
EGP-360924P	Cateter Pancreatico,9Fr, 24cm
EGP-360926C	Cateter Pancreatico,9Fr, 26cm
EGP-360926P	Cateter Pancreatico,9Fr, 26cm
EGP-360928C	Cateter Pancreatico,9Fr, 28cm
EGP-360928P	Cateter Pancreatico,9Fr, 28cm
EGP-360930C	Cateter Pancreatico,9Fr, 30cm

EGP-360930P	Cateter Pancreatico,9Fr, 30cm
EGP-361001C	Cateter Pancreatico,10Fr, 1cm
EGP-361001P	Cateter Pancreatico,10Fr, 1cm
EGP-361002C	Cateter Pancreatico,10Fr, 2cm
EGP-361002P	Cateter Pancreatico,10Fr, 2cm
EGP-361003C	Cateter Pancreatico,10Fr, 3cm
EGP-361003P	Cateter Pancreatico,10Fr, 3cm
EGP-361004C	Cateter Pancreatico,10Fr, 4cm
EGP-361004P	Cateter Pancreatico,10Fr, 4cm
EGP-361005C	Cateter Pancreatico,10Fr, 5cm
EGP-361005P	Cateter Pancreatico,10Fr, 5cm
EGP-361006C	Cateter Pancreatico,10Fr, 6cm
EGP-361006P	Cateter Pancreatico,10Fr, 6cm
EGP-361007C	Cateter Pancreatico,10Fr, 7cm
EGP-361007P	Cateter Pancreatico,10Fr, 7cm
EGP-361008C	Cateter Pancreatico,10Fr, 8cm
EGP-361008P	Cateter Pancreatico,10Fr, 8cm
EGP-361009C	Cateter Pancreatico,10Fr, 9cm
EN-360624	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360624-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 24-30cm, ponta aberta.
EN-360626	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 26cm, ponta aberta.

EN-360628	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-360630	Cateter Ureteral duplo J-SF, 6Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-36068-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 8-12cm, ponta aberta.
EN-36068-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 6Fr, 8-20cm, ponta aberta.
EN-360708	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360710	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360712	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360714	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360715	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360716	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360718	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360720	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360721-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 21-32cm, ponta aberta.
EN-360722	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-360722-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 22-30cm, ponta aberta.
EN-360724	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360724-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 24-30cm, ponta aberta.
EN-360726	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360728	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-360730	Cateter Ureteral duplo J-SF, 7Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-36078-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 8-12cm, ponta aberta.
EN-36078-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 7Fr, 8-20cm, ponta aberta.

EN-360808	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360810	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360812	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360814	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-360815	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360816	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360818	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360820	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360821-32-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 21-32cm, ponta aberta.
EN-360822	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-360822-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 22-30cm, ponta aberta.
EN-360824	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360824-30-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 24-30cm, ponta aberta.
EN-360826	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360828	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-360830	Cateter Ureteral duplo J-SF, 8Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-36088-12-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 8-12cm, ponta aberta.
EN-36088-20-BS	Cateter ureteral duplo J-SF, multi voltas, 8Fr, 8-20cm, ponta aberta.
EN-360908	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-360910	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-360912	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-360914	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 14cm, ponta aberta.

EN-360915	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-360916	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-360918	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-360920	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-360922	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-360924	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-360926	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-360928	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-360930	Cateter Ureteral duplo J-SF, 9Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-361008	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-361010	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-361012	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 12cm, ponta aberta.
EP-3991422	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 22cm, ponta fechada.
EP-3991424	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 24cm, ponta fechada.
EP-3991426	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 26cm, ponta fechada.
EP-3991428	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 28cm, ponta fechada.
EP-3991430	Cateter ureteral duplo J, 9-14Fr, 30cm, ponta fechada.
ESD-360108	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360110	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360112	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-360114	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360116	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 16cm, ponta aberta.

ESD-360118	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 18cm, ponta aberta.
ESD-360120	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-360122	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360124	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360126	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360128	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360130	Cateter ureteral duplo J, 1Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360208	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360210	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360212	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-360214	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360216	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-360218	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 18cm, ponta aberta.
ESD-360220	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-360222	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360224	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360226	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360228	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360230	Cateter ureteral duplo J, 2Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360308	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360310	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360312	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 12cm, ponta aberta.

ESD-360314	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360316	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-360318	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 18cm, ponta aberta.
ESD-360320	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-360322	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360324	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360326	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360328	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360330	Cateter ureteral duplo J, 3Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360408	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360410	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360412	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-360414	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360416	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-360418	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 18cm, ponta aberta.
ESD-360420	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-360422	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360424	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360426	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360428	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360430	Cateter ureteral duplo J, 4Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-3604708	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 8cm, ponta aberta.

ESD-3604710	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-3604712	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-3604714	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-3604716	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-3604718	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360510	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360512	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360514	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360516	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360518	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360520	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360522	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 22cm, ponta aberta.
TU-360524	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360526	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360528	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360530	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360608	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360610	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360612	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360614	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360616	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360618	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 18cm, ponta aberta.

TU-360620	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360622	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 22cm, ponta aberta.
TU-360624	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360626	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360628	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360630	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360708	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360710	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360712	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360714	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360716	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360718	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360720	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360722	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360724	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360726	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360728	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360730	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-3607508	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-3607510	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-3607512	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-3607514	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 14cm, ponta aberta.

TU-3607516	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-3607518	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-3607520	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-3607522	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-3607524	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-3607526	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-3607528	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-3607530	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360808	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360810	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360812	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360814	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360816	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360818	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360820	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360822	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360824	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360826	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 26cm, ponta aberta.
EGB-360215A	Cateter Biliar,02Fr, 15cm
EGB-360215DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 15cm.
EGB-360215S	Cateter Biliar,2Fr, 15cm.
EGB-360215T	Cateter Biliar,3Fr, 15cm.

EGB-360216A	Cateter Biliar,02Fr, 16cm
EGB-360216DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 16cm.
EGB-360216S	Cateter Biliar,2Fr, 16cm.
EGB-360216T	Cateter Biliar,2Fr, 16cm.
EGB-360217A	Cateter Biliar,02Fr, 17cm
EGB-360217DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 17cm.
EGB-360217S	Cateter Biliar,2Fr, 17cm.
EGB-360218A	Cateter Biliar,02Fr, 18cm
EGB-360218DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 18cm.
EGB-360218S	Cateter Biliar,2Fr, 18cm.
EGB-360218T	Cateter Biliar,2Fr, 18cm.
EGB-360219A	Cateter Biliar,02Fr, 19cm
EGB-360219DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 19cm.
EGB-360219S	Cateter Biliar,2Fr, 19cm.
EGB-360220A	Cateter Biliar,02Fr, 20cm
EGB-360220DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 20cm.
EGB-360220S	Cateter Biliar,2Fr, 20cm.
EGB-360220T	Cateter Biliar,2Fr, 20cm.
EGB-360222A	Cateter Biliar,02Fr, 22cm
EGB-360222DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 22cm.
EGB-360222S	Cateter Biliar,2Fr, 22cm.
EGB-360222T	Cateter Biliar,2Fr, 22cm.

EGB-360223A	Cateter Biliar,02Fr, 24cm
EGB-360224DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 24cm.
EGB-360224S	Cateter Biliar,2Fr, 24cm.
EGB-360224T	Cateter Biliar,2Fr, 24cm.
EGB-360226A	Cateter Biliar,02Fr, 26cm
EGB-360226DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 26cm.
EGB-360226S	Cateter Biliar,2Fr, 26cm.
EGB-360226T	Cateter Biliar,2Fr, 26cm.
EGB-360228A	Cateter Biliar,02Fr, 28cm
EGB-360228DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 28cm.
EGB-360228S	Cateter Biliar,2Fr, 28cm.
EGB-360228T	Cateter Biliar,2Fr, 28cm.
EGB-360230A	Cateter Biliar,02Fr, 30cm
EGB-360230DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,2Fr, 30cm.
EGB-360230S	Cateter Biliar,2Fr, 30cm.
EGB-360230T	Cateter Biliar,2Fr, 30cm.
EGB-360301A	Cateter Biliar,03Fr, 1cm
EGB-360301DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 1cm.
EGB-360301S	Cateter Biliar,3Fr, 1cm.
EGB-360301T	Cateter Biliar,3Fr, 1cm.
EGB-360302A	Cateter Biliar,03Fr, 2cm
EGB-360302DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 2cm.

EGB-360302S	Cateter Biliar,3Fr, 2cm.
EGB-360302T	Cateter Biliar,3Fr, 2cm.
EGB-360303A	Cateter Biliar,03Fr, 3cm
EGB-360303DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 3cm.
EGB-360303S	Cateter Biliar,3Fr, 3cm.
EGB-360303T	Cateter Biliar,3Fr, 3cm.
EGB-360304A	Cateter Biliar,03Fr, 4cm
EGB-360304DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 4cm.
EGB-360304S	Cateter Biliar,3Fr, 4cm.
EGB-360304T	Cateter Biliar,3Fr, 4cm.
EGB-361101T	Cateter Biliar,11Fr, 1cm.
EGB-361102A	Cateter Biliar,11Fr, 2cm.
EGB-361102DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 2cm.
EGB-361102S	Cateter Biliar,11Fr, 2cm.
EGB-361102T	Cateter Biliar,11Fr, 2cm.
EGB-361103A	Cateter Biliar,11Fr, 3cm.
EGB-361103DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 3cm.
EGB-361103S	Cateter Biliar,11Fr, 3cm.
EGB-361103T	Cateter Biliar,11Fr, 3cm.
EGB-361104A	Cateter Biliar,11Fr, 4cm.
EGB-361104DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 4cm.
EGB-361104S	Cateter Biliar,11Fr, 4cm.

EGB-361104T	Cateter Biliar,11Fr, 4cm.
EGB-361105A	Cateter Biliar,11Fr, 5cm.
EGB-361105DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 5cm.
EGB-361105S	Cateter Biliar,11Fr, 5cm.
EGB-361105T	Cateter Biliar,11Fr, 5cm.
EGB-361106A	Cateter Biliar,11Fr, 6cm.
EGB-361106DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 6cm.
EGB-361106S	Cateter Biliar,11Fr, 6cm.
EGB-361106T	Cateter Biliar,11Fr, 6cm.
EGB-361107A	Cateter Biliar,11Fr, 7cm.
EGB-361107DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 7cm.
EGB-361107S	Cateter Biliar,11Fr, 7cm.
EGB-361107T	Cateter Biliar,11Fr, 7cm.
EGB-361108A	Cateter Biliar 11Fr, 8cm.
EGB-361108DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 8cm.
EGB-361108S	Cateter Biliar 11Fr, 8cm.
EGB-361108T	Cateter Biliar,11Fr, 8cm.
EGB-361109A	Cateter Biliar,11Fr, 9cm.
EGB-361109DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 9cm.
EGB-361109S	Cateter Biliar,11Fr, 9cm.
EGB-361109T	Cateter Biliar,11Fr, 9cm.
EGB-361110A	Cateter Biliar,11Fr, 10cm.

EGB-361110DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 10cm.
EGB-361110S	Cateter Biliar,11Fr, 10cm.
EGB-361110T	Cateter Biliar,11Fr, 10cm.
EGB-361111A	Cateter Biliar,11Fr, 11cm.
EGB-361111DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 11cm.
EGB-361111S	Cateter Biliar,11Fr, 11cm.
EGB-361111T	Cateter Biliar,11Fr, 11cm.
EGB-361112A	Cateter Biliar,11Fr, 12cm.
EGB-361112DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 12cm.
EGB-361112S	Cateter Biliar,11Fr, 12cm.
EGB-361112T	Cateter Biliar,11Fr, 12cm.
EGB-361113A	Cateter Biliar,11Fr, 13cm.
EGB-361113DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 13cm.
EGB-361113S	Cateter Biliar,11Fr, 13cm.
EGB-361113T	Cateter Biliar,11Fr, 13cm.
EGB-361114A	Cateter Biliar,11Fr, 14cm.
EGB-361114DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 14cm.
EGB-361114DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 14cm.
EGB-361114S	Cateter Biliar,11Fr, 14cm.
EGB-361114T	Cateter Biliar,11Fr, 14cm.
EGB-361115A	Cateter Biliar,11Fr, 15cm.
EGB-361115S	Cateter Biliar,11Fr, 15cm.

EGB-361115T	Cateter Biliar,11Fr, 15cm.
EGB-361116A	Cateter Biliar,11Fr, 16cm.
EGP-361009P	Cateter Pancreatico,10Fr, 9cm
EGP-361010C	Cateter Pancreatico,10Fr, 10cm
EGP-361010P	Cateter Pancreatico,10Fr, 10cm
EGP-361011C	Cateter Pancreatico,10Fr, 11cm
EGP-361011P	Cateter Pancreatico,10Fr, 11cm
EGP-361012C	Cateter Pancreatico,10Fr, 12cm
EGP-361012P	Cateter Pancreatico,10Fr, 12cm
EGP-361013C	Cateter Pancreatico,10Fr, 13cm
EGP-361013P	Cateter Pancreatico,10Fr, 13cm
EGP-361014C	Cateter Pancreatico,10Fr, 14cm
EGP-361014P	Cateter Pancreatico,10Fr, 14cm
EGP-361015C	Cateter Pancreatico,10Fr, 15cm
EGP-361015P	Cateter Pancreatico,10Fr, 15cm
EGP-361016C	Cateter Pancreatico,10Fr, 16cm
EGP-361016P	Cateter Pancreatico,10Fr, 16cm
EGP-361017C	Cateter Pancreatico,10Fr, 17cm
EGP-361017P	Cateter Pancreatico,10Fr, 17cm
EGP-361018C	Cateter Pancreatico,10Fr, 18cm
EGP-361018P	Cateter Pancreatico,10Fr, 18cm
EGP-361019C	Cateter Pancreatico,10Fr, 19cm

EGP-361019P	Cateter Pancreatico,10Fr, 19cm
EGP-361020C	Cateter Pancreatico,10Fr, 20cm
EGP-361020P	Cateter Pancreatico,10Fr, 20cm
EGP-361022C	Cateter Pancreatico,10Fr, 22cm
EGP-361022P	Cateter Pancreatico,10Fr, 22cm
EGP-361024C	Cateter Pancreatico,10Fr, 24cm
EGP-361024P	Cateter Pancreatico,10Fr, 24cm
EGP-361026C	Cateter Pancreatico,10Fr, 26cm
EGP-361026P	Cateter Pancreatico,10Fr, 26cm
EGP-361028C	Cateter Pancreatico,10Fr, 28cm
EGP-361028P	Cateter Pancreatico,10Fr, 28cm
EGP-361030C	Cateter Pancreatico,10Fr, 30cm
EGP-361030P	Cateter Pancreatico,10Fr, 30cm
EGP-361101C	Cateter Pancreatico,11Fr, 1cm
EGP-361101P	Cateter Pancreatico,11Fr, 1cm
EGP-361102C	Cateter Pancreatico,11Fr, 2cm
EGP-361102P	Cateter Pancreatico,11Fr, 2cm
EGP-361103C	Cateter Pancreatico,11Fr, 3cm
EGP-361103P	Cateter Pancreatico,11Fr, 3cm
EGP-361104C	Cateter Pancreatico,11Fr, 4cm
EGP-361104P	Cateter Pancreatico,11Fr, 4cm
EGP-361105C	Cateter Pancreatico,11Fr, 5cm

EGP-361105P	Cateter Pancreatico,11Fr, 5cm
EGP-361106C	Cateter Pancreatico,11Fr, 6cm
EGP-361106P	Cateter Pancreatico,11Fr, 6cm
EGP-361107C	Cateter Pancreatico,11Fr, 7cm
EGP-361107P	Cateter Pancreatico,11Fr, 7cm
EGP-361108C	Cateter Pancreatico,11Fr, 8cm
EGP-361108P	Cateter Pancreatico,11Fr, 8cm
EGP-361109C	Cateter Pancreatico,11Fr, 9cm
EGP-361109P	Cateter Pancreatico,11Fr, 9cm
EGP-361110C	Cateter Pancreatico,11Fr, 10cm
EGP-361110P	Cateter Pancreatico,11Fr, 10cm
EGP-361111C	Cateter Pancreatico,11Fr, 11cm
EGP-361111P	Cateter Pancreatico,11Fr, 11cm
EGP-361112C	Cateter Pancreatico,11Fr, 12cm
EGP-361112P	Cateter Pancreatico,11Fr, 12cm
EGP-361113C	Cateter Pancreatico,11Fr, 13cm
EN-361014	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-361015	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-361016	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-361018	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-361020	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-361022	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 22cm, ponta aberta.

EN-361024	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-361026	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-361028	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-361030	Cateter Ureteral duplo J-SF, 10Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-361108	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-361110	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-361112	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-361114	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-361115	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 15cm, ponta aberta.
EN-361116	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-361118	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-361120	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-361122	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-361124	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-361126	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-361128	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-361130	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-3611508	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-3611510	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-3611512	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 12cm, ponta aberta.
EN-3611514	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 14cm, ponta aberta.
EN-3611515	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 15cm, ponta aberta.

EN-3611516	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 16cm, ponta aberta.
EN-3611518	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 18cm, ponta aberta.
EN-3611520	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 20cm, ponta aberta.
EN-3611522	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 22cm, ponta aberta.
EN-3611524	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 24cm, ponta aberta.
EN-3611526	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 26cm, ponta aberta.
EN-3611528	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 28cm, ponta aberta.
EN-3611530	Cateter Ureteral duplo J-SF, 11,5Fr, 30cm, ponta aberta.
EN-364708	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 8cm, ponta aberta.
EN-364710	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 10cm, ponta aberta.
EN-364712	Cateter Ureteral duplo J-SF, 4.7Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-3604720	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-3604722	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-3604724	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-3604726	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-3604728	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-3604730	Cateter ureteral duplo J, 4,7Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360508	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360510	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360512	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-360514	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360516	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 16cm, ponta aberta.

ESD-360518	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 18cm, ponta aberta.
ESD-360520	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 20cm, ponta aberta
ESD-360522	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360524	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360526	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360528	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360530	Cateter ureteral duplo J, 5Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360608	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360610	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360612	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-360614	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360616	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-360618	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 18cm, ponta aberta.
ESD-360620	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-360622	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360624	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360626	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360628	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360630	Cateter ureteral duplo J, 6Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360708	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-360710	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360712	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 12cm, ponta aberta.

ESD-360714	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-360716	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-360718	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 18cm, ponta aberta
ESD-360720	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-360722	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-360724	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-360726	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-360728	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-360730	Cateter ureteral duplo J, 7Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-3607508	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 8cm, ponta aberta.
ESD-3607510	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-3607512	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-3607514	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 14cm, ponta aberta.
ESD-3607516	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 16cm, ponta aberta.
ESD-3607518	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 18cm, ponta aberta
ESD-3607520	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 20cm, ponta aberta.
ESD-3607522	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 22cm, ponta aberta.
ESD-3607524	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 24cm, ponta aberta.
ESD-3607526	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 26cm, ponta aberta.
ESD-3607528	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 28cm, ponta aberta.
ESD-3607530	Cateter ureteral duplo J, 7,5Fr, 30cm, ponta aberta.
ESD-360808	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 8cm, ponta aberta.

ESD-360810	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 10cm, ponta aberta.
ESD-360812	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 12cm, ponta aberta.
ESD-360814	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360828	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360830	Cateter ureteral duplo J, 8Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-360908	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-360910	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-360912	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-360914	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-360916	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-360918	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-360920	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360922	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-360924	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-360926	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-360928	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-360930	Cateter ureteral duplo J, 9Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-361008	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-361010	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-361012	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-361014	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-361016	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 16cm, ponta aberta.

TU-361018	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 18cm, ponta aberta
TU-361020	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-361022	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-361024	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-361026	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-361028	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-361030	Cateter ureteral duplo J, 10Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-361108	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-361110	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-361112	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-361114	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-361116	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-361118	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 18cm, ponta aberta
TU-361120	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-361122	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-361124	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-361126	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-361128	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-361130	Cateter ureteral duplo J, 11Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-3611508	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-3611510	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-3611512	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 12cm, ponta aberta.

TU-3611514	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-3611516	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-3611518	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 18cm, ponta aberta
TU-3611520	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-3611522	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-3611524	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 24cm, ponta aberta.
TU-3611526	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 26cm, ponta aberta.
TU-3611528	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 28cm, ponta aberta.
TU-3611530	Cateter ureteral duplo J, 11,5Fr, 30cm, ponta aberta.
TU-364708	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 8cm, ponta aberta.
TU-364710	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 10cm, ponta aberta.
TU-364712	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 12cm, ponta aberta.
TU-364714	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 14cm, ponta aberta.
TU-364716	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 16cm, ponta aberta.
TU-364718	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 18cm, ponta aberta.
TU-364720	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 20cm, ponta aberta.
TU-364722	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 22cm, ponta aberta.
TU-364724	Cateter ureteral duplo J, 4.7Fr, 24cm, ponta aberta.
EGB-360305A	Cateter Biliar,03Fr, 5cm
EGB-360305DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 5cm.
EGB-360305S	Cateter Biliar,3Fr, 5cm.
EGB-360305T	Cateter Biliar,3Fr, 5cm.

EGB-360306A	Cateter Biliar,03Fr, 6cm
EGB-360306DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 6cm.
EGB-360306S	Cateter Biliar,3Fr, 6cm.
EGB-360306T	Cateter Biliar,3Fr, 6cm.
EGB-360307A	Cateter Biliar,03Fr, 7cm
EGB-360307DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 7cm.
EGB-360307S	Cateter Biliar,3Fr, 7cm.
EGB-360307T	Cateter Biliar,3Fr, 7cm.
EGB-360308A	Cateter Biliar 03Fr, 8cm
EGB-360308DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 8cm.
EGB-360308S	Cateter Biliar 3Fr, 8cm.
EGB-360308T	Cateter Biliar,3Fr, 8cm.
EGB-360309A	Cateter Biliar,03Fr, 9cm
EGB-360309DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 9cm.
EGB-360309S	Cateter Biliar,3Fr, 9cm.
EGB-360309T	Cateter Biliar,3Fr, 9cm.
EGB-360310A	Cateter Biliar,03Fr, 10cm
EGB-360310DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 10cm.
EGB-360310S	Cateter Biliar,3Fr, 10cm.
EGB-360310T	Cateter Biliar,3Fr, 10cm.
EGB-360311A	Cateter Biliar,03Fr, 11cm
EGB-360311DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 11cm.

EGB-360311S	Cateter Biliar,3Fr, 11cm.
EGB-360311T	Cateter Biliar,3Fr, 11cm.
EGB-360312A	Cateter Biliar,03Fr, 12cm
EGB-360312DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 12cm.
EGB-360312S	Cateter Biliar,3Fr, 12cm.
EGB-360312T	Cateter Biliar,3Fr, 12cm.
EGB-360313A	Cateter Biliar,03Fr, 13cm
EGB-360313DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 13cm.
EGB-360313S	Cateter Biliar,3Fr, 13cm.
EGB-360313T	Cateter Biliar,3Fr, 13cm.
EGB-360314A	Cateter Biliar,03Fr, 14cm
EGB-360314DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 14cm.
EGB-360314S	Cateter Biliar,3Fr, 14cm.
EGB-360314T	Cateter Biliar,3Fr, 14cm.
EGB-360315A	Cateter Biliar,03Fr, 15cm
EGB-360315DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 15cm.
EGB-360315S	Cateter Biliar,3Fr, 15cm.
EGB-360315T	Cateter Biliar,3Fr, 15cm.
EGB-360316A	Cateter Biliar,03Fr, 16cm
EGB-360316DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 16cm.
EGB-360316S	Cateter Biliar,3Fr, 16cm.
EGB-360316T	Cateter Biliar,3Fr, 16cm.

EGB-360317A	Cateter Biliar,03Fr, 17cm
EGB-360317DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 17cm.
EGB-360317S	Cateter Biliar,3Fr, 17cm.
EGB-360318A	Cateter Biliar,03Fr, 18cm
EGB-360318DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 18cm.
EGB-360318S	Cateter Biliar,3Fr, 18cm.
EGB-360318T	Cateter Biliar,3Fr, 18cm.
EGB-360319A	Cateter Biliar,03Fr, 19cm
EGB-360319DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,3Fr, 19cm.
EGB-360319S	Cateter Biliar,3Fr, 19cm.
EGB-361116DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 16cm.
EGB-361116S	Cateter Biliar,11Fr, 16cm.
EGB-361116T	Cateter Biliar,11Fr, 16cm.
EGB-361117A	Cateter Biliar,11Fr, 17cm.
EGB-361117DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 17cm.
EGB-361117S	Cateter Biliar,11Fr, 17cm.
EGB-361118A	Cateter Biliar,11Fr, 18cm.
EGB-361118DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 18cm.
EGB-361118S	Cateter Biliar,11Fr, 18cm.
EGB-361118T	Cateter Biliar,11Fr, 18cm.
EGB-361119A	Cateter Biliar,11Fr, 19cm.
EGB-361119DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 19cm.

EGB-361119S	Cateter Biliar,11Fr, 19cm.
EGB-361120A	Cateter Biliar,11Fr, 20cm.
EGB-361120DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 20cm.
EGB-361120S	Cateter Biliar,11Fr, 20cm.
EGB-361120T	Cateter Biliar,11Fr, 20cm.
EGB-361122A	Cateter Biliar,11Fr, 22cm.
EGB-361122DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 22cm.
EGB-361122S	Cateter Biliar,11Fr, 22cm.
EGB-361122T	Cateter Biliar,11Fr, 22cm.
EGB-361124A	Cateter Biliar,11Fr, 24cm.
EGB-361124DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 24cm.
EGB-361124S	Cateter Biliar,11Fr, 24cm.
EGB-361124T	Cateter Biliar,11Fr, 24cm.
EGB-361126A	Cateter Biliar,11Fr, 26cm.
EGB-361126DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 26cm.
EGB-361126S	Cateter Biliar,11Fr, 26cm.
EGB-361126T	Cateter Biliar,11Fr, 26cm.
EGB-361128A	Cateter Biliar,11Fr, 28cm.
EGB-361128DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 28cm.
EGB-361128S	Cateter Biliar,11Fr, 28cm.
EGB-361128T	Cateter Biliar,11Fr, 28cm.
EGB-361130A	Cateter Biliar,11Fr, 30cm.

EGB-361130DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11Fr, 30cm.
EGB-361130S	Cateter Biliar,11Fr, 30cm.
EGB-361130T	Cateter Biliar,11Fr, 30cm.
EGB-3611501A	Cateter Biliar,11.5Fr, 1cm
EGB- 3611501DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11.5Fr, 1cm.
EGB-3611501S	Cateter Biliar,11,5Fr, 1cm.
EGB-3611501T	Cateter Biliar,11,5Fr, 1cm.
EGB-3611502A	Cateter Biliar,11.5Fr, 2cm
EGB- 3611502DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11.5Fr, 2cm.
EGB-3611502S	Cateter Biliar,11,5Fr, 2cm.
EGB-3611502T	Cateter Biliar,11,5Fr, 2cm.
EGB-3611503A	Cateter Biliar,11.5Fr, 3cm
EGB- 3611503DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11.5Fr, 3cm.
EGB-3611503S	Cateter Biliar,11,5Fr, 3cm.
EGB-3611503T	Cateter Biliar,11,5Fr, 3cm.
EGB-3611504A	Cateter Biliar,11.5Fr, 4cm
EGB- 3611504DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11.5Fr, 4cm.
EGB-3611504S	Cateter Biliar,11,5Fr, 4cm.
EGB-3611504T	Cateter Biliar,11,5Fr, 4cm.
EGB-3611505A	Cateter Biliar,11.5Fr, 5cm
EGB- 3611505DP	Cateter Biliar Pigtail Duplo,11.5Fr, 5cm.
EGB-3611505S	Cateter Biliar,11,5Fr, 5cm.

EGB-3611505T	Cateter Biliar,11,5Fr, 5cm.
EGB-3611506A	Cateter Biliar,11.5Fr, 6cm
EGP-361113P	Cateter Pancreatico,11Fr, 13cm
EGP-361114C	Cateter Pancreatico,11Fr, 14cm
EGP-361114P	Cateter Pancreatico,11Fr, 14cm
EGP-361115C	Cateter Pancreatico,11Fr, 15cm
EGP-361115P	Cateter Pancreatico,11Fr, 15cm

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 17 0007.

Responsável Legal: Juan Ruben Calbucoy Oliarte

Responsável Técnico: Carlos Roberto Weffort - CREA-SP 0601559401

Registro ANVISA nº: 803 297 290 03

Fabricado e distribuído por:

Russer Brasil Ltda.

Rua Antônia Martins Luiz, Nº 589 – Distrito Industrial João Narezzi – Indaiatuba – SP

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor – 0800 17 00 07.