



BASKET HUNTER ZeroFlex



- Puntas entrelazadas que la hacen atraumática y segura. La unión de los hilos en el extremo se realiza **con un firme amarre**, dispensando conexiones, soldaduras u otros dispositivos que imposibilitan soltarse fácilmente durante el procedimiento.
- En toda su extensión **se utiliza un solo hilo** de níquel-titanio continuo, resultando en una cesta con memoria individual, robusta y resistente, evitando de esta manera doblas o torsiones y con total estabilidad.
- Design de la punta con **unión distal muy suave** de los hilos, diseñada para el contacto directo con el tejido, **reduciendo al máximo** el trauma y el sangrado.
- Con fuerza radial para dilatación del ureter, **permitiendo un mejor paso entre el cálculo y la pared del ureter** o riñón, facilitando la remoción de fragmentos.
- Permite un fácil posicionamiento para una **mejor visibilidad de la imagen endoscópica**.
- **Tubo peek resistente** que permite una tracción firme sin sufrir deformación en el tubo y en la cesta, evitando inclinaciones.
- **Alta flexibilidad en la punta distal** evitando resistencia a la deflexión del ureteroscopia flexible y permitiendo desviación de hasta 275 grados.
- **Tubo peek revestido en PTFE**, facilitando el trayecto dentro del canal de trabajo.
- Totalmente desmontable y extrema facilidad de montaje. **Torquer de acero inoxidable, removible, ergonómico y de fácil manejo**.



Especificaciones Técnicas

Registro ANVISA	803 297 200 34
Nombre	BASKET HUNTER ZeroFlex
Diámetro de la cesta	15 mm e 20 mm
Diámetro del Hilo	0,15 mm e 0,25 mm
Longitud del Hilo	20 mm e 30 mm
Composición de la Cesta	Níquel - titanio
Camisa / Haste	Peek o Polietileno
Hilo de Tracción	Níquel - titanio
Torquer de Manipulación	Acero Inoxidable (AI 304)
Design	Redondo
Conexiones de Ureteroscópio	Compatible con todas la marcas y modelos de Ureteroscópio
Embalaje	El Basket es empacado en tubo PE y acondicionado en embalaje Tyvek

Informaciones Generales

- Atraumática
- Níquel-titanio
- Fuerza Radial
- Fácil Posicionamiento
- Camisa Peek Resistente y Deslizante
- Desprendible da Mucosa
- Flexible a la Deflexión del Ureteroscopio
- Montable y Desmontable
- Rotativo
- Ergonómico
- Resistente

Código	Diámetro	Longitud	Descripción	Especialidad
U 2 3 90 F T	3,0 Fr	90 cm	Torquer Metálico	Ureteroscopia
U 2 2 120 F T	2,2 Fr	120 cm	Torquer Metálico	Ureteroscopia Flexible
U 2 22 120 FT Y3	2,2 Fr	120 cm	Empuñadura 3 dedos	Ureteroscopia Flexible
U 2 3 120 FT Y3	3,0 Fr	120 cm	Empuñadura 3 dedos	Ureteroscopia Flexible
U 2 3 90 FT Y3	3,0 Fr	90 cm	Empuñadura 3 dedos	Ureteroscopia